


## Placas de petri

### Hoja Técnica



- |  |             |
|--|-------------|
| ● Placa de petri de 90 mm  | MP90-251300 |
| ● Presentación: caja de 300 unidades envasadas por 25 unidades.  |             |
| ● Fabricadas en: poliestireno cristal.   |             |
| ● Esterilizadas por radiación gamma para microbiología.  |             |
| ● Usos: para ser utilizadas con medio de cultivo agarizado.  |             |
| ● Placa de petri de 55 mm  | MP55-151720 |
| ● Presentación: caja de 720 unidades envasadas por 15 unidades.  |             |
| ● Fabricadas en: poliestireno cristal.   |             |
| ● Placa de Petri de 55 mm de diámetro y 14,2 mm de altura.   |             |
| ● Esterilizadas por radiación gamma para microbiología.  |             |
| ● Usos: pueden ser utilizadas como medio de cultivo agarizado o alojar un pad absorbente de celulosa pura de 47 mm de diámetro, estéril, como soporte para medio de cultivo líquido. |             |
| ● Placa de petri de 55 mm con PAD  | MPP55-51100 |
| ● Presentación: caja de 100 unidades envasadas por 5 unidades.   |             |
| ● Fabricadas en: poliestireno cristal.   |             |
| ● Placa de Petri de 55 mm de diámetro y 14,2 mm de altura con pad de celulosa de 47 mm de diámetro en su interior.   |             |
| ● Esterilizadas por radiación gamma para microbiología.  |             |
| ● Usos: microbiología, empleando la técnica de filtración por membrana, como soporte para medios de cultivo líquidos.  |             |

**ESPECIALISTAS EN PROCESOS DE FILTRACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL DE CALIDAD**

**Buenos Aires**, Uruguay 830, Tigre  
**Mendoza** Lateral Norte Acc. Este 1780, Guaymallén  
**www.microclar.com** - **info@microclar.com** - **0810-555-MICRO (64276)**

Y ahora seguinos en:



Microclar



@Microclar